

Anticorpo Policlonal Anti-S100P Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P25815

Número do item: CM0018422



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra S100P humano (MIG9), validado para Western blot, imunoprecipitação, imunofluorescência, imunohistoquímica e ELISA. Excelente para estudos sobre sinalização de cálcio, biogênese de microvilosidades e adenocarcinoma ductal pancreático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S100P Rabbit pAb
Observações/Apelido	MIG9; S100P
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6286
GeneID	6286
Imunogénio	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25815
Peso da Proteína	10kDa
Envio	Saco de gelo