

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-S100/S100A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23297

Número do item: CM0007012



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho S100/S100A1 é validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ele detecta a proteína S100A1 humana, de camundongo e de rato, uma proteína ligante de cálcio crucial para a regulação de cardiomiócitos e a homeostase de Ca^{2+} .

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S100/S100A1 mAb de coelho
Observações/Alias	S100; S100A; S100-alfa; S100/S100A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6271
GeneID	6271
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-94 da S100/S100A1 humana. (NP_006262.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23297
Peso Proteico	11kDa
Envio	Bolsa de gelo