

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-S100/S100A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23297

Número do item: CM0016294



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra S100/S100A1 humano para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece humano, camundongo, rato. S100A1 é uma proteína cardíaca ligante de cálcio que regula a homeostase do Ca^{2+} .

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S100/S100A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	S100; S100A; S100-alfa; S100/S100A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6271
ID do Gene	6271
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-94 do S100/S100A1 humano (NP_006262.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23297
Peso Proteico	11kDa
Envio	Em saco de gelo