

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-S1Pr2 Para Wb E Elisa - O95136

Número do item: CM0019536



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao S1PR2 humano (O95136), validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização S1P, RCPG e perda auditiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S1PR2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EDG5; H218; LPB2; S1P2; AGR16; EDG-5; DFNB68; Gpcr13; S1PR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9294
GeneID	9294
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-353 do S1PR2 humano (NP_004221.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O95136
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de gelo