


Anti-S1Pr5 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9H228

Número do item: CM0018987



introdução

Anticorpo policlonal de coelho S1PR5 para WB e ELISA. Tem como alvo o receptor 5 de esfingosina 1-fosfato humano (EDG8), um RGPC envolvido em diversos processos fisiológicos. Para estudos de neurociência e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S1PR5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EDG8; S1P5; Edg-8; SPPR-1; SPPR-2; S1PR5
Espécie	Humano
ID do Gene	53637
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 307-398 do S1PR5 humano (NP_110387.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H228
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo