

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Proteína Ribossomal S6 (Rps6) Para Wb, If/Icc, Elisa - P62753

Número do item: CM0002765



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-RPS6 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Tem como alvo a proteína ribossomal 40S eS6 de 29 kDa. Ideal para estudos de tradução e crescimento celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Proteína Ribossomal S6 (RPS6)
Observações/Apelido	S6; eS6; Proteína Ribossomal S6 (RPS6)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6194
ID do Gene	6194
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 da RPS6 humana (NP_001001.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P62753
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de gelo