


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Proteína Ribossomal S6 (Rps6) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62753

Número do item: CM0029367



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Proteína Ribossomal S6 (RPS6) humana. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta humano, camundongo, rato. Para estudos de ribossomos e crescimento celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Proteína Ribossomal S6 (RPS6) pAb de Coelho
Observações / Apelido	S6; eS6; Proteína Ribossomal S6 (RPS6)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6194
ID do Gene	6194
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-130 da RPS6 humana (NP_001001.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62753
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo