

Anticorpo Policlonal Anti-Saal1 Para Wb, Elisa - Q96Er3

Número do item: CM0014377

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SAAL1 humano (SPACIA1), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre a proliferação de fibroblastos sinoviais e artrite inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SAAL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SPACIA1; SAAL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	113174
GeneID	113174
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 175-474 do SAAL1 humano (NP_612430.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96ER3
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo