


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sae1 Para Wb E Elisa - Q9Ube0

Número do item: CM0003310



introdução

SAE1 mAb de coelho validado para WB, ELISA. Tem como alvo a SAE1 humana (subunidade 1 da enzima ativadora de SUMO), uma enzima E1 chave na SUMOilação, essencial para a regulação de proteínas nucleares e progressão do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SAE1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	AOS1, SUA1, UBLE1A, HSPC140, SAE1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10055
GeneID	10055
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 da SAE1 humana (Q9UBE0).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9UBE0
Peso Proteico	38kDa
Envio	Bolsa de gelo