


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sae1 Para Wb, Elisa - Q9Ube0

Número do item: CM0030252



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à SAE1 humana (subunidade 1 da enzima ativadora de SUMO). Adequado para Western blot e ELISA, detecta SAE1 humana e de camundongo. Para estudos de SUMOilação e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SAE1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AOS1; SUA1; UBLE1A; HSPC140; SAE1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10055
GeneID	10055
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-346 da SAE1 humana (NP_005491.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UBE0
Peso Proteico	38kDa
Remessa	Saco de gelo