

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Safb2 Para Wb, Elisa - Q14151

Número do item: CM0027038

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SAFB2 validado para Western blot e ELISA. Detecta SAFB2 (~107 kDa) em amostras humanas, de camundongo e rato. Tem como alvo o fator de ligação ao scaffold B2 envolvido na organização da cromatina e regulação da transcrição. Ideal para pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SAFB2 Rabbit pAb
Observações/Alias	SAFB2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	9667
GeneID	9667
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-255 da SAFB2 humana (NP_055464.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14151
Peso da Proteína	107kDa
Envio	Bolsa de gelo