

## Anticorpo Policlonal Anti-Safb2 De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14151

Número do item: CM0015301

### introdução

SAFB2 Rabbit pAb, um anticorpo policlonal para WB, IHC-P, ELISA, detecta SAFB2 humano, de camundongo e de rato, um fator de fixação ao andaime envolvido na repressão do receptor de estrogênio e inibição da proliferação celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SAFB2 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelido | SAFB2                                                                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 9667                                                                                                                     |
| GeneID              | 9667                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-255 do SAFB2 humano (NP_055464.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | Q14151                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 107kDa                                                                                                                   |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                            |