

Anticorpo Policlonal Anti-Sag (S-Arrestina) - P10523

Número do item: CM0016965

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SAG (S-arrestina) humana para Western blot (WB), imuno-histoquímica (IHC-P) e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre sinalização da rodopsina e retina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SAG pAb de coelho
Observações/Apelidos	RP47; RP96; S-AG; SAG
Espécie	Humana
GeneID	6295
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-405 da SAG humana (NP_000532.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P10523
Peso da Proteína	45 kDa
Transporte	Bolsa de gelo