

## Anticorpo Monoclonal Anti-Sall4 Para Ihc-P E Elisa - Q9Ujq4

Número do item: CM0005886



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao Sall4 humano para aplicações em IHC-P e ELISA. Ideal para estudos de manutenção de células-tronco e leucemia. Reage cruzadamente com humano. ~112 kDa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                 |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal de Coelho Sall4  |
| Observações/Apelido | DRRS; IVIC; HSAL4; ZNF797; Sall4      |
| Espécie             | Humano                                |
| GeneID (humano)     | 57167                                 |
| Imunógeno           | Proteína recombinante de Sall4 humano |
| Fonte               | Coelho                                |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                |
| Aplicação           | IHC-P, ELISA                          |
| Reatividade Cruzada | Humano                                |
| SWISS               | Q9UJQ4                                |
| Peso Proteico       | 112kDa                                |
| Envio               | Saco de gelo                          |