

Anticorpo Policlonal Anti-Sall4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9UJq4

Número do item: CM0018839



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho anti-Sall4 tem como alvo o Sall4 humano (UniProt Q9UJQ4), validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato, apoiando pesquisas com células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Sall4 Rabbit pAb
Observações/alias	DRRS; IVIC; HSAL4; ZNF797; Sall4
Espécie	Humana
GeneID (humano)	57167
GeneID	57167
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 853-1053 do Sall4 humano (NP_065169.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9UJQ4
Peso da proteína	112 kDa
Envio	Bolsa de gelo