


Anticorpo Monoclonal Anti-Samhd1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y3Z3

Número do item: CM0006074



introdução

SAMHD1 Rabbit mAb validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada humana. Tem como alvo a desoxinucleosídeo trifosfato triphosphohydrolase envolvida na defesa antiviral e reparo do DNA; adequado para pesquisa em imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SAMHD1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	DCIP; CHBL2; HDDC1; MOP-5; SBB188; hSAMHD1; SAMHD1
Espécie	Humano
ID do Gene	25939
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 527-626 do SAMHD1 humano (NP_056289.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y3Z3
Peso da Proteína	72kDa
Transporte	Bolsa de gelo