


Anticorpo Monoclonal Anti-Samm50 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y512

Número do item: CM0004966



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à SMM50 humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa mitocondrial e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-SAMM50
Observações/Alias	OMP85; SAM50; TOB55; TRG-3; CGI-51; YNL026W; SAMM50
Espécie	Humano
GeneID	25813
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 da SAMM50 humana (Q9Y512).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y512
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo