

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sap130 Para Wb, Elisa - Q9H0E3

Número do item: CM0017889

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SAP130 humano, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada com camundongo. Ideal para estudar a repressão transcricional e a função do complexo mSin3A.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SAP130 Rabbit pAb
Observações/Alias	SAP130
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79595
ID do Gene	79595
Imunógeno	Proteína recombinante/Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 819-1048 da SAP130 humana (NP_078821.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9H0E3
Peso da Proteína	110kDa
Transporte	Bolsa de gelo