

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sarcospano (Sspn) Para Wb - Q14714

Número do item: CM0013698

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Sarcospano (SSPN) humano, validado para WB e ELISA. Reage com camundongo e rato. Adequado para pesquisa do complexo distrofina-glicoproteína e biologia muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SSPN pAb de Coelho
Observações/Alias	KRAG; NSPN; SPN1; SPN2; DAGA5; SSPN
Espécie	Humano
GeneID	8082
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-60 da SSPN humana (NP_005077.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14714
Peso Proteico	27kDa
Envio	Bolsa de gelo