

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sardh Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9UI12

Número do item: CM0028925

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a SARDH humana (sarcosina desidrogenase). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa do metabolismo mitocondrial da colina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-SARDH
Observações/Apelido	SAR; SDH; SARD; BPR-2; DMGDHL1; SARDH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1757
ID do Gene	1757
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-560 da SARDH humana (NP_009032.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UL12
Peso Proteico	101kDa
Envio	Em sacola de gelo