

Anticorpo Monoclonal Anti-Sarm1 Para Wb, Elisa - Q6Pds3

Número do item: CM0007083

introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo que visa o Sarm1, validado para WB e ELISA. Detecta Sarm1 endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de degeneração axonal e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Sarm1 Camundongo mAb
Observações/Apelido	Sarm; MyD885; A830091I15Rik; Sarm1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	23098
ID do Gene	237868
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Sarm1 de camundongo (NP_766383.2).
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6PDS3
Peso Proteico	79kDa
Envio	Saco de gelo