


Anticorpo Policlonal Anti-Sarm1 Para Wb, Ip, Elisa - Q6Szw1

Número do item: CM0022419



introdução

Anticorpo anti-SARM1 policlonal de coelho de alta qualidade para Western blot, IP e ELISA. Detecta SARM1 humano, uma hidrolase NAD⁺ chave na morte programada de axônios e na sinalização imune inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARM1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SARM; HsTIR; SAMD2; hSARM1; MyD88-5; SARM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23098
ID do Gene	23098
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 625-724 do SARM1 humano (NP_055892.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	Q6SZW1
Peso da Proteína	79kDa
Transporte	Bolsa de gelo