


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sarnp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P82979

Número do item: CM0015228



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SARNP humano (CIP29/Hcc-1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. O SARNP é um componente do complexo TREX envolvido na exportação de mRNA e regulação do crescimento celular. Adequado para pesquisas sobre câncer e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARNP Rabbit pAb
Observações/Apelido	HCC1; THO1; CIP29; HSPC316; SARNP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84324
Imunogénio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do SARNP humano (NP_149073.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P82979
Peso Proteico	24kDa

Envio