

Anticorpo Monoclonal Anti-Sars-Cov-2 3CLpro Para Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc2

Número do item: CM0004555



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho SARS-CoV-2 3CLpro validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece a proteína SARS-CoV-2 3CLpro. Imunogênio recombinante correspondente aos aminoácidos 1-306 do 3CLpro. Ideal para pesquisa de COVID-19.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARS-CoV-2 3CLpro Rabbit mAb
ID do Gene	43740578
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-306 da protease 3CLpro do coronavírus SARS-CoV-2 (YP_009725295.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso da Proteína	141kDa
Envio	Saco de gelo