


Anticorpo Monoclonal Anti-Proteína N Sars-Cov-2 Para Wb, Elisa - P59595

Número do item: CM0003192



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a Proteína N (Nucleoproteína) do SARS-CoV-2, validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisa de COVID-19 e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Proteína N SARS-CoV-2, livre de BSA e glicerol
Observações/Apelido	Nucleoproteína; NP; Proteína N SARS-CoV-2
Espécie	coronavírus
GeneID (humano)	2019-nCoV
GeneID	43740575
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante da Nucleoproteína de comprimento total do SARS-CoV-2 (P59595)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P59595
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Gelo seco