


Anticorpo Monoclonal Anti-Proteína N Do Sars-Cov-2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P59595

Número do item: CM0002945



introdução

mAb de camundongo contra proteína N do SARS-CoV-2 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece a nucleoproteína do SARS-CoV-2 com reatividade cruzada ao SARS-CoV. Adequado para pesquisa em virologia, diagnósticos e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de camundongo contra Proteína N do SARS-CoV-2
Observações/Apelido	Nucleoproteína; NP; Proteína N do SARS-CoV-2
Espécie	coronavírus
ID do Gene (Humano)	SARS-CoV-2
ID do Gene	43740575
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-420 da Nucleoproteína do coronavírus (P0DTC9)
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P59595
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Bolsa de gelo