


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sars-Cov-2 Nsp12 Para Wb, Elisa - P0Dtd1

Número do item: CM0020123



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SARS-CoV-2 NSP12 (polimerase de RNA) para Western blot (WB) e ELISA. Reconhece SARS-CoV-2; útil para estudar a replicação viral e o desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARS-CoV-2 NSP12 pAb de Coelho
GeneID	43740578
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 da NSP12 do coronavírus (YP_009725307.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Peso da Proteína	794kDa
Envio	Saco de gelo