


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Sars-Cov-2 Nsp13 Para Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtd1

Número do item: CM0022063



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra a helicase NSP13 do SARS-CoV-2, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com o SARS-CoV-2. Ideal para estudos de replicação viral e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARS-CoV-2 NSP13 Rabbit pAb
Espécie	SARS-CoV-2
GeneID	43740578
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-601 da NSP13 do coronavírus (YP_009725308.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Peso Proteico	794kDa
Envio	Bolsa de gelo