


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sars-Cov-2 Nsp15 Para Wb, Elisa - P0Dtd1

Número do item: CM0024312



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à endorribonuclease NSP15 do SARS-CoV-2, adequado para Western blot e ELISA. Detecta a NSP15 viral envolvida na replicação do RNA e evasão imune. Ideal para pesquisa sobre COVID-19.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARS-CoV-2 NSP15 Coelho pAb
ID do Gene	43740578
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 6600-6700 da NSP15 do coronavírus (YP_009724389.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Peso da Proteína	794 kDa
Envio	Bolsa de gelo