


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sars-Cov-2 Nsp2 Para Wb E Elisa - P0Dtd1

Número do item: CM0024677



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a proteína não estrutural 2 (NSP2) do SARS-CoV-2. Adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Utilizado em pesquisas sobre replicação viral, inibição da tradução do hospedeiro e evasão imune inata. UniProt: P0DTD1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARS-CoV-2 NSP2 Rabbit pAb
GeneID	43740578
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 da NSP2 do coronavírus (YP_00742609.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Peso Proteico	794kDa
Envio	