


Anticorpo Policlonal Anti-Nsp3 Do Sars-Cov-2 Para Wb, Elisa - P0Dtd1

Número do item: CM0020741



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a NSP3 do SARS-CoV-2 validado para WB e ELISA. Tem como alvo a região NSP3 da poliproteína replicase 1ab do SARS-CoV-2 (UniProt P0Dtd1). Ideal para estudos de replicação viral e interação com o hospedeiro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra NSP3 do SARS-CoV-2
GeneID	43740578
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da NSP3 do coronavírus (YP_009725299.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0Dtd1
Peso da proteína	794 kDa
Envio	Bolsa de gelo