


Anti-Sars-Cov-2 Nsp4 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ip, Elisa - P0Dtd1

Número do item: CM0022837



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SARS-CoV-2 NSP4 adequado para WB, IP, ELISA. Tem como alvo uma proteína chave da replicase viral envolvida na formação de vesículas de dupla membrana, auxiliando na pesquisa do SARS-CoV-2 e no desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARS-CoV-2 NSP4 Rabbit pAb
ID do Gene	43740578
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-500 da NSP4 do coronavírus (YP_009725300.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0Dtd1
Peso da Proteína	794 kDa
Envio	Saco de gelo