

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sars-Cov-2 Nsp7 Para Wb, Elisa - P0Dtc2

Número do item: CM0021254



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína NSP7 do SARS-CoV-2. Validado para Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada humana. Adequado para pesquisa de COVID-19 e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho SARS-CoV-2 NSP7
ID do Gene	43740578
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-83 do NSP7 do coronavírus (YP_009742614.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P0DTC2
Peso Proteico	141kDa
Envio	Saco de Gelo