


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sars-Cov-2 Nsp9 Para Wb, Elisa - P0Dtd1

Número do item: CM0020091



introdução

Anticorpo policlonal de coelho produzido contra a proteína recombinante SARS-CoV-2 NSP9 (poli-proteína replicase 1ab, aminoácidos 1-113). Adequado para aplicações em Western blot e ELISA. Reconhece a região NSP9 da poli-proteína replicase viral (Swiss-Prot P0DTD1).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho contra SARS-CoV-2 NSP9
GeneID	43740578
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-113 da NSP9 do coronavírus (YP_009742616.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Peso Proteico	794kDa
Envio	Bolsa de gelo