

Anticorpo Policlonais Anti-Sars-Cov-2 Orf7A Para Wb E Elisa - P0Dtc7

Número do item: CM0021405



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SARS-CoV-2 ORF7a validado para WB e ELISA. Reconhece ORF7a (P0DTC7), uma imunoevasina viral que inibe as respostas imunes do hospedeiro ao antagonizar a tetherina e reduzir a expressão de MHC-I. Ideal para pesquisa sobre COVID-19.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARS-CoV-2 ORF7a Rabbit pAb
Espécie	SARS-CoV-2
ID do Gene	43740573
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-98 da proteína ORF7a do coronavírus (YP_009724395.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC7
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Bolsa de gelo