

## Anticorpo Policlonal Anti-Spike Ecd Do Sars-Cov-2 Para Wb, Elisa - P0Dtc2

Número do item: CM0021544



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o SARS-CoV-2 Spike ECD validado para Western blot e ELISA. Reconhece o domínio extracelular da glicoproteína spike, essencial para pesquisa de entrada viral e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Policlonal de Coelho contra SARS-CoV-2 Spike ECD                                                                                |
| Observações/Apelido | glicoproteína spike; SARS-CoV-2 Spike ECD                                                                                                 |
| GeneID              | 43740568                                                                                                                                  |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 11-1208 do Spike ECD do coronavírus (YP_009724390.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | SARS-CoV-2                                                                                                                                |
| SWISS               | P0DTC2                                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 141kDa                                                                                                                                    |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                                           |