

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Spike Sars-Cov-2 Para Wb - P0Dtc2

Número do item: CM0020686



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado à glicoproteína Spike (S) do SARS-CoV-2. Validado para WB, DB, IF/ICC, IP e ELISA. Específico para a Spike do SARS-CoV-2. Adequado para pesquisa de entrada viral, fusão e imunoevasão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARS-CoV-2 Spike Rabbit pAb
Observações/Alias	glicoproteína spike; SARS-CoV-2 Spike
GeneID	43740568
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 600-700 da Spike do coronavírus (YP_009724390.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso da Proteína	141kDa
Envio	Bolsa de gelo