

Anticorpo Policlonal Anti-Sars-Cov-2 Spike Rbd (Omicron) Para Wb, Elisa - P0Dtc2

Número do item: CM0020630



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o domínio de ligação ao receptor da proteína Spike do SARS-CoV-2 (variante Omicron). Adequado para Western blot e ELISA. Reconhece SARS-CoV-2. Ideal para pesquisa de COVID-19 e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Proteína SARS-COV-2 Spike RBD(Omicron) pAb
Observações/Apelido	glicoproteína spike
ID do Gene	43740568
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 319-541 da proteína Spike RBD(Omicron) do coronavírus SARS-COV-2 (P0DTC2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso Proteico	141kDa
Envio	Saco de gelo