

Anticorpo Policlonais Anti-Sars-Cov-2 Spike Rbd Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P0Dtc2

Número do item: CM0023226



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece o domínio de ligação ao receptor (RBD) da glicoproteína spike do SARS-CoV-2 (P0DTC2). Validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA; reage com o SARS-CoV-2. Ideal para estudos de entrada viral e neutralização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARS-CoV-2 Spike RBD Coelho pAb
Observações/Alias	glicoproteína spike; SARS-CoV-2 Spike RBD
ID do Gene	43740568
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 332-550 do RBD da spike do coronavírus (YP_009724390.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso Proteico	141kDa
Envio	Bolsa de gelo