

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Spike S1 Do Sars-Cov-2 Para Wb, Elisa - P59594

Número do item: CM0021770



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína Spike S1 do SARS-CoV-2 (E2), adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com SARS-CoV. A proteína alvo tem 139 kDa; Acesso UniProt: P59594.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho contra SARS-CoV-2 Spike S1
Observações/Apêndice	E2; SARS-CoV-2 Spike S1
ID do Gene	1489668
Imunogénio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da proteína Spike S1 do coronavírus (NP_828851.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV
SWISS	P59594
Peso Molecular da Proteína	139kDa
Envio	Em saco de gelo