

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sars-Cov-2 Spike S2 Ecd Para Wb, Db, If/Icc, Ip E Elisa - P0Dtc2

Número do item: CM0023544



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao domínio extracelular (ECD) da S2 do Spike do SARS-CoV-2. Validado para WB, DB, IF/ICC, IP e ELISA. Reconhece humano e SARS-CoV-2. Adequado para pesquisa de entrada viral e fusão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARS-CoV-2 Spike S2 ECD Coelho pAb
Observações/Alias	glicoproteína spike; SARS-CoV-2 Spike S2 ECD
Espécie	Coelho
ID do Gene	43740568
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 686-1214 do SARS-CoV-2 Spike S2 ECD (YP_009724390.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso da Proteína	141kDa
Transporte	Bolsa de gelo