

Anticorpo Policlonal Anti-Sars-Cov-2 Spike S2 Para Wb, Ip, Elisa - P0Dtc2

Número do item: CM0024350



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a subunidade S2 do Spike do SARS-CoV-2, adequado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Detecta a glicoproteína spike do SARS-CoV-2 (UniProt P0DTC2) com reatividade cruzada para SARS-CoV-2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARS-CoV-2 Spike S2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	glicoproteína spike; SARS-CoV-2 Spike S2
ID do Gene	43740568
Imunogénio	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso da Proteína	141kDa
Envio	Saco de gelo