

## Anticorpo Policlonico Anti-Pico Spike Sars-Cov Para Wb E Elisa - P59594

Número do item: CM0020972



### introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado à glicoproteína Spike do SARS-CoV (E2). Validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com o SARS-CoV. Ideal para estudos de mecanismos de entrada viral, fusão e evasão imunológica do hospedeiro.

[Saiba mais](#)

| Especificações e Parâmetros Principais do Produto |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto                                   | SARS-CoV Spike Rabbit pAb                                                                                                     |
| Observações/Alias                                 | E2; SARS-CoV Spike                                                                                                            |
| ID do Gene                                        | 1489668                                                                                                                       |
| Imunógeno                                         | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 600-700 da proteína Spike do coronavírus (NP_828851.1) |
| Origem                                            | Coelho                                                                                                                        |
| Categoria                                         | Anticorpos Policlonais                                                                                                        |
| Aplicação                                         | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada                               | SARS-CoV                                                                                                                      |
| SWISS                                             | P59594                                                                                                                        |
| Peso da Proteína                                  | 139 kDa                                                                                                                       |
| Envio                                             | Bolsa de gelo                                                                                                                 |