

Anticorpo Monoclonal Anti-Sars-Cov Spike Rbd Para Wb, Elisa - P59594

Número do item: CM0006970



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho que visa o domínio de ligação ao receptor (RBD) da glicoproteína Spike do SARS-CoV (P59594). Validado para aplicações de Western blot e ELISA. Adequado para pesquisa de entrada viral e imunoevasão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARS-CoV Spike RBD Rabbit mAb
Observações/Apelido	E2; SARS-CoV Spike RBD
ID do Gene	1489668
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 do coronavírus SARS-CoV Spike RBD (NP_828851.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV
SWISS	P59594
Peso da Proteína	139kDa
Envio	Saco de gelo