

Anticorpo Policlonais Anti-Sars-Cov Spike Rbd Para Wb, Elisa - P59594

Número do item: CM0021814



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para o domínio de ligação ao receptor (RBD) da glicoproteína Spike do SARS-CoV. Validado para WB e ELISA, é um reagente chave para pesquisa em coronavírus e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARS-CoV Spike RBD Rabbit pAb
Observações/Apelido	E2; SARS-CoV Spike RBD
ID do Gene	1489668
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 350-450 do RBD da glicoproteína Spike do coronavírus (NP_828851.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV
SWISS	P59594
Peso Proteico	139kDa
Envio	Bolsa de gelo