

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sars/Seril-Trna Sintetase (Sars1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49591

Número do item: CM0029703



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SARS (seril-tRNA sintetase, SARS1) para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo, rato. Essencial para o estudo da regulação traducional e transcriconal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARS Rabbit pAb
Observações/Apelido	SARS; SERS; SERRS; NEDMAS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6301
GeneID	6301
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do SARS humano (NP_006504.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49591
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco de gelo