


Anticorpo Policlonal Anti-Sart1 (Pab De Coelho) Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O43290

Número do item: CM0029059



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SART1 humano, um fator de splicing tri-snRNP U4/U6.U5. Validado para aplicações em WB, IHC-P, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para uso diagnóstico e de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho SART1
Observações/Apelido	HAF; Ara1; HOMS1; Snu66; SART1259; SNRNP110; SART1
Espécie	Humano
GeneID	9092
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43290
Peso Proteico	90kDa
Envio	Saco de gelo