

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sart3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15020

Número do item: CM0014680



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SART3, um fator de reciclagem do spliceossomo. Validado para WB, IHC-P e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para o estudo do splicing de mRNA e da regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SART3 pAb de coelho
Observações/Alíás	P100; p110; DSAP1; TIP110; p110(nrb); RP11-13G14; SART3
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	9733
ID do gene	9733
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 664-963 da SART3 humana (NP_055521.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q15020
Peso da proteína	110 kDa
Envio	Bolsa de gelo