


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sat1 Para Wb, Elisa - P21673

Número do item: CM0028223



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SAT1 humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta SAT1, também conhecido como SSAT, envolvido na acetilação de poliaminas. Reage cruzadamente com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SAT1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SAT, DC21, KFSD, SSAT, KFSDX, SSAT-1, SAT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6303
GeneID	6303
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-171 do SAT1 humano (NP_002961.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P21673
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo