


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Satb1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q01826

Número do item: CM0006660



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra SATB1, adequado para Western blot, imunofluorescência, imunohistoquímica e ELISA. Reage de forma cruzada com SATB1 humano, de rato e de camundongo. Para pesquisa em cromatina e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SATB1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	DEFDA; KTZSL; SATB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6304
GeneID	6304
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 572-763 do SATB1 humano (NP_002962.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01826
Peso Proteico	86kDa
Envio	Saco de gelo